



Recommandation d'utilisation

Le kit de sondage à usage unique LoFric® Hydro-Kit™ est recommandé pour le sondage urinaire intermittent.

Stérilisation et durée de conservation

Stérilisé par irradiation (R). À utiliser avant la date limite d'utilisation.

Conditionnement

Boite de 30 kits.
2 boîtes par carton.

Composition

Revêtement hydrophile: Polyvinyle pyrrolidone (PVP).

Sonde: Elastomère à base de polyoléfine (POBE).

Sachet d'eau: Feuille laminée de polyéthylène Téréphtalate (PET), polyéthylène (PE) et Aluminium, solution saline (Eau + NaCl).

Emballage plastique: Polyéthylène butylacrylate (EBA).

La gamme LoFric® Hydro-Kit™

Référence	Code GTIN13	Code ACL7	Descriptif	Longueur	Taille
421 08 703	7392532238420	6231945	Nelaton (pédiatrique)	20 cm	CH 08
421 10 703	7392532238451	6231946	Nelaton (pédiatrique)	20 cm	CH 10
423 08 703	7392532238482	6231948	Nelaton (femme)	20 cm	CH 08
423 10 703	7392532238512	6231949	Nelaton (femme)	20 cm	CH 10
423 12 703	7392532238543	6231950	Nelaton (femme)	20 cm	CH 12
423 14 703	7392532238574	6231951	Nelaton (femme)	20 cm	CH 14
423 16 703	7392532238604	6231952	Nelaton (femme)	20 cm	CH 16
423 18 703	7392532238635	6231954	Nelaton (femme)	20 cm	CH 18
420 08 703	7392532238246	6231935	Nelaton (homme)	40 cm	CH 08
420 10 703	7392532238277	6231936	Nelaton (homme)	40 cm	CH 10
420 12 703	7392532238307	6231938	Nelaton (homme)	40 cm	CH 12
420 14 703	7392532238338	6231940	Nelaton (homme)	40 cm	CH 14
420 16 703	7392532238369	6231943	Nelaton (homme)	40 cm	CH 16
420 18 703	7392532238390	6231944	Nelaton (homme)	40 cm	CH 18
425 10 703	7392532238666	6231955	Tiemann (homme)	40 cm	CH 10
425 12 703	7392532238697	6231956	Tiemann (homme)	40 cm	CH 12
425 14 703	7392532238727	6231957	Tiemann (homme)	40 cm	CH 14
425 16 703	7392532238758	6231958	Tiemann (homme)	40 cm	CH 16
425 18 703	7392532238789	6231959	Tiemann (homme)	40 cm	CH 18



Toutes les sondes LoFric sont pourvues du revêtement unique de Technologie Urotonic™. Il permet à la sonde de rester confortable et sûre, aussi bien à l'insertion qu'au retrait.¹

1. Waller et al 1997; Dunger et al. 1988

Chez Wellspect, nous développons des solutions innovantes de soins de l'incontinence qui changent la vie des gens. Nous nous engageons à encourager nos utilisateurs à développer leur confiance en eux, leur indépendance et leur bien-être, ainsi qu'à être en bonne santé. Nous sommes à la tête de l'industrie depuis plus de 30 ans avec nos marques de produits LoFric® et Navina™. Nous créons des produits fiables et conviviaux pour la gestion de la vessie et de l'intestin avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Nous nous efforçons avec passion à avoir une empreinte carbone neutre et travaillons en étroite collaboration avec les utilisateurs et les professionnels de santé qui nous incitent constamment à améliorer nos produits et services de manière durable, maintenant et pour l'avenir.

Wellspect. Faire toute la différence.

Pour plus d'informations sur nos produits et notre initiative Advancing Continence Care Together (ACCT), veuillez visiter Wellspect.com.

Suivez-nous sur Facebook et Instagram.

wellspect.com

