

Description du produit

LoFric Elle, sonde urinaire hydrophile à usage unique, conçue pour les femmes.

Stérilisation et durée de conservation

Stérilisée par irradiation. À utiliser avant la date de péremption figurant sur l'emballage.

Conditionnement

30 sondes par boîte.
2 boîtes par carton de transport.

Composition

Matériau de la sonde:
Élastomère à base de polyoléfine (POBE).

Revêtement:
Polyvinyle pyrrolidone (PVP).

Fluide lubrifiant:
Fluide lubrifiant à base d'eau et de glycérol.

Emballage individuel:
Polypropylène.

La gamme


Référence	Type	Longueur	Taille
418 10 70	LoFric® Elle™ Nelaton (femme)	10 cm*	CH 10
418 12 70	LoFric® Elle™ Nelaton (femme)	10 cm*	CH 12
418 14 70	LoFric® Elle™ Nelaton (femme)	10 cm*	CH 14
418 10 05	LoFric® Elle™ Nelaton (femme)	10 cm*	CH 10
418 12 05	LoFric® Elle™ Nelaton (femme)	10 cm*	CH 12
418 14 05	LoFric® Elle™ Nelaton (femme)	10 cm*	CH 14

*Longueur utile : longueur de la sonde pouvant être insérée dans le corps.

Boîte d'échantillon, 5 unités.



Boîte pratique.



- Conçue pour être ergonomique, respectueuse de l'environnement avec une poignée en forme de L – pour une bonne prise en main et une technique no-touch. Se connecte à une poche à urine standard ou à un tube d'extension.
- Prête à l'emploi - Prête quand la patiente en a besoin pour une manipulation et un sondage rapides.
- Design fin et discret.
- L'étui inférieur est recyclable en tant que plastique (polypropylène).
- Fabriquée sans PVC, Phtalates ni latex.
- Orifices lisses.^{1,2}
- Les sondes LoFric sont recouvertes du revêtement unique de Technologie Urotonic™. Ainsi, elles demeurent souples et sûres, à l'insertion et au retrait.^{3,4}

1. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
2. Newman et al., Springer, 2018

3. Waller et al., Spinal Cord, 1997
4. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

Chez Wellspect, nous développons des solutions innovantes de soins de l'incontinence qui changent la vie des gens. Nous nous engageons à encourager nos utilisateurs à développer leur confiance en eux, leur indépendance et leur bien-être, ainsi qu'à être en bonne santé. Nous sommes à la tête de l'industrie depuis plus de 30 ans avec nos marques de produits LoFric®. Nous créons des produits fiables et conviviaux pour la gestion de la vessie et de l'intestin avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Nous nous efforçons avec passion d'avoir une empreinte carbone neutre et travaillons en étroite collaboration avec les utilisateurs et les professionnels de santé qui nous incitent constamment à améliorer nos produits et services de manière durable, maintenant et pour l'avenir.

Wellspect. Une vraie différence.

Pour plus d'informations sur nos produits et notre initiative Advancing Continence Care Together (ACCT), veuillez visiter www.wellspect.fr

Suivez-nous sur Facebook et Instagram.

www.wellspect.fr

