



Les sondes LoFric sont recouvertes du revêtement unique de Technologie Urotonic™. Ainsi, elles restent souples et sûres, à l'insertion comme au retrait.¹

Orifices lisses.

Utilisation

La sonde urinaire hydrophile à usage unique LoFric® est destinée au sondage urinaire intermittent.

Stérilisation et durée de conservation

Stérilisée à l'oxyde d'éthylène (gaz). À utiliser avant la date de péremption figurant sur l'emballage.

Conditionnement

30 sondes par boîte. 2 ou 4 boîtes par carton d'expédition.

Composition des matériaux

Revêtement de surface hydrophile : polyvinyle pyrrolidone (PVP) et chlorure de sodium (NaCl).

Sonde : élastomère à base de polyoléfine (POBE).

Emballage unique : papier vernis, film laminé de polypropylène (PP)/polyamide (PA)/polyéthylène (PE).

Gamme de produits

Référence	Type	Longueur	Taille
400 08 70	LoFric® Nelaton (homme)	40 cm	CH 08
400 10 70	LoFric® Nelaton (homme)	40 cm	CH 10
400 12 70	LoFric® Nelaton (homme)	40 cm	CH 12
400 14 70	LoFric® Nelaton (homme)	40 cm	CH 14
400 16 70	LoFric® Nelaton (homme)	40 cm	CH 16
400 18 70	LoFric® Nelaton (homme)	40 cm	CH 18
400 20 70	LoFric® Nelaton (homme)	40 cm	CH 20
400 22 70	LoFric® Nelaton (homme)	40 cm	CH 22
401 06 70	LoFric® Nelaton (enfant)	20 cm	CH 06
401 08 70	LoFric® Nelaton (enfant)	20 cm	CH 08
401 10 70	LoFric® Nelaton (enfant)	20 cm	CH 10
402 08 70	LoFric® Nelaton (enfant)	30 cm	CH 08
402 10 70	LoFric® Nelaton (enfant)	30 cm	CH 10
403 08 70	LoFric® Nelaton (femme)	20 cm	CH 08
403 10 70	LoFric® Nelaton (femme)	20 cm	CH 10
403 12 70	LoFric® Nelaton (femme)	20 cm	CH 12
403 14 70	LoFric® Nelaton (femme)	20 cm	CH 14
403 16 70	LoFric® Nelaton (femme)	20 cm	CH 16
403 18 70	LoFric® Nelaton (femme)	20 cm	CH 18
404 08 70	LoFric® Nelaton (femme)	15 cm	CH 08
404 10 70	LoFric® Nelaton (femme)	15 cm	CH 10
404 12 70	LoFric® Nelaton (femme)	15 cm	CH 12
404 14 70	LoFric® Nelaton (femme)	15 cm	CH 14
405 10 70	LoFric® Tiemann (homme)	40 cm	CH 10
405 12 70	LoFric® Tiemann (homme)	40 cm	CH 12
405 14 70	LoFric® Tiemann (homme)	40 cm	CH 14
405 16 70	LoFric® Tiemann (homme)	40 cm	CH 16
405 18 70	LoFric® Tiemann (homme)	40 cm	CH 18

Remboursement sécurité sociale à 60 % ou 100 % pour le patient en A.L.D. Inscrit sur la LPPR sous la référence 6161359.

LoFric®

LoFric est un dispositif médical de Classe I stérile, à usage unique. Organisme notifié N°2797.
Lire attentivement le mode d'emploi.

Chez Wellspect, nous développons des solutions innovantes de soins de l'incontinence qui changent la vie des gens. Nous nous engageons à encourager nos utilisateurs à développer leur confiance en eux et leur indépendance ainsi que leur bien-être et leur bonne santé. Nous sommes à la tête du secteur depuis plus de 30 ans avec nos marques de produits LoFric®. Nous créons des produits fiables et conviviaux pour la gestion de la vessie et de l'intestin avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Nous nous efforçons avec passion à avoir une empreinte carbone neutre et travaillons en étroite collaboration avec les utilisateurs et les professionnels de santé qui nous incitent constamment à améliorer nos produits et services de manière durable, maintenant et pour l'avenir.

Wellspect. Une vraie différence.

Pour plus d'informations sur nos produits et notre initiative
Advancing Continence Care Together (ACCT),
visitez <https://www.wellspect.fr>.

Suivez-nous sur Facebook et Instagram.

wellspect.fr

