



Description du produit

LoFric® Hydro-Kit™, kit de sondage urinaire hydrophile, à usage unique, destiné au sondage urinaire intermittent.

Stérilisation et durée de conservation

Stérilisée par irradiation. À utiliser avant la date de péremption figurant sur l'emballage.

Conditionnement

30 kits par boîte.
2 boîtes par carton de transport.

Composition

Revêtement hydrophile: Polyvinylepyrrolidone (PVP).

Sonde: Elastomère à base de polyoléfine (POBE).

Sachet d'eau: Feuille laminée de polyéthylène Téréphtalate (PET), polyéthylène (PE) et Aluminium, solution saline (Eau + NaCl).

Emballage individuel: Polyéthylène butylacrylate (EBA).

Gamme de produits

Référence	Type	Longueur	Taille
421 08 703	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (pédiatrique)	20 cm	CH 08
421 10 703	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (pédiatrique)	20 cm	CH 10
423 08 703	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (femme)	20 cm	CH 08
423 10 703	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (femme)	20 cm	CH 10
423 12 703	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (femme)	20 cm	CH 12
423 14 703	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (femme)	20 cm	CH 14
423 16 703	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (femme)	20 cm	CH 16
423 18 703	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (femme)	20 cm	CH 18
420 08 703	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 08
420 10 703	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 10
420 12 703	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 12
420 14 703	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 14
420 16 703	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 16
420 18 703	LoFric® Hydro-Kit™ Nelaton (homme)	40 cm	CH 18
425 10 703	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (homme)	40 cm	CH 10
425 12 703	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (homme)	40 cm	CH 12
425 14 703	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (homme)	40 cm	CH 14
425 16 703	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (homme)	40 cm	CH 16
425 18 703	LoFric® Hydro-Kit™ Tiemann (homme)	40 cm	CH 18



Boîte pratique.



LoFric Hydro-Kit est un dispositif médical de Classe I stérile, à usage unique, fabriqué par Wellspect HealthCare, Mölndal Suède, organisme notifié CE N°2797, indiqué dans le sondage urinaire intermittent.
Remboursement sécurité sociale à 60 % ou 100 % pour le patient en A.L.D. Lire attentivement le mode d'emploi.
Rév : octobre 2023.

Références

1. Waller L, Telander M, Sullivan L. The importance of osmolality in hydrophilic urethral catheters: a crossover study. *Spinal Cord*. Apr 1997;35(4):229-233.
2. Dunger et al. A short water deprivation test incorporating urinary arginine vasopressin estimations for the investigation of posterior pituitary function in children . *Acta Endocrinol* 1988;117:13-18.
3. Lundgren J, Bengtsson O, Israelsson A, Jonsson AC, Lindh AS, Utas J. The importance of osmolality for intermittent catheterization of the urethra. *Spinal Cord*. Jan 2000; 38(1):45-50.
4. Newman, Rovner and Wein. *Clinical Application of Urologic Catheters, Devices and Products*. Book chapter, Springer 2018: page 51.

Chez Wellspect, nous développons des solutions innovantes de soins de l'incontinence qui améliorent la qualité de vie des personnes souffrant de problèmes vésicaux et intestinaux. Nous incitons nos utilisateurs à développer leur confiance en soi et leur indépendance, ainsi qu'une bonne santé et leur bien-être. Nous sommes un des leaders du secteur depuis plus de 40 ans avec nos marques de produits LoFric®. Nous cherchons toujours à minimiser l'impact environnemental de nos produits et nous nous efforçons avec passion de devenir climatiquement neutres. Nous collaborons avec les utilisateurs et les professionnels de santé pour améliorer les résultats cliniques de manière durable, aujourd'hui et pour l'avenir.

Wellspect. Une Vraie Différence.

Pour plus d'informations sur nos produits et services, veuillez consulter le site [Wellspect.fr](https://www.wellspect.fr)
Participez aux conversations sur LinkedIn et Instagram.

[wellspect.fr](https://www.wellspect.fr)

Wellspect SAS, Le Colbert, 7 Ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex, France.
Téléphone: +33 (0) 1 30 97 66 33. www.wellspect.fr

LoFric



Fabricant: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Téléphone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

