



Le godet a une couleur différente selon le diamètre de la sonde.

Languette adhésive au dos pour une suspension fiable.

Fabriquée sans PVC ni phtalates ni latex.



Les sondes LoFric sont recouvertes du revêtement unique de Technologie Urotonic™. Ainsi, elles demeurent souples et sûres, à l'insertion et au retrait.^{1,2}

Orifices lisses.^{3,4}



Nelaton Tiemann



Boite pratique.

Description du produit

LoFric®, sonde urinaire hydrophile, à usage unique, destinée au sondage urinaire intermittent.

Stérilisation et durée de conservation

Stérilisée à l'oxyde d'éthylène (gaz). À utiliser avant la date de péremption figurant sur l'emballage.

Conditionnement

30 sondes par boîte. 2 ou 4 boîtes par carton de transport.

Composition

Revêtement hydrophile : polyvinylepyrrolidone (PVP) et chlorure de sodium (NaCl).

Sonde : élastomère à base de polyoléfine (POBE).

Emballage individuel : papier vernis, film laminé de polypropylène (PP)/polyamide (PA)/polyéthylène (PE).

Gamme de produits

Référence	Type	Longueur	Taille
400 08 70	LoFric® Nelaton (Homme)	40 cm	CH 08
400 10 70	LoFric® Nelaton (Homme)	40 cm	CH 10
400 12 70	LoFric® Nelaton (Homme)	40 cm	CH 12
400 14 70	LoFric® Nelaton (Homme)	40 cm	CH 14
400 16 70	LoFric® Nelaton (Homme)	40 cm	CH 16
400 18 70	LoFric® Nelaton (Homme)	40 cm	CH 18
400 20 70	LoFric® Nelaton (Homme)	40 cm	CH 20
400 22 70	LoFric® Nelaton (Homme)	40 cm	CH 22
401 06 70	LoFric® Nelaton (Pédiatrique)	20 cm	CH 06
401 08 70	LoFric® Nelaton (Pédiatrique)	20 cm	CH 08
401 10 70	LoFric® Nelaton (Pédiatrique)	20 cm	CH 10
402 08 70	LoFric® Nelaton (Pédiatrique)	30 cm	CH 08
402 10 70	LoFric® Nelaton (Pédiatrique)	30 cm	CH 10
403 08 70	LoFric® Nelaton (Femme)	20 cm	CH 08
403 10 70	LoFric® Nelaton (Femme)	20 cm	CH 10
403 12 70	LoFric® Nelaton (Femme)	20 cm	CH 12
403 14 70	LoFric® Nelaton (Femme)	20 cm	CH 14
403 16 70	LoFric® Nelaton (Femme)	20 cm	CH 16
403 18 70	LoFric® Nelaton (Femme)	20 cm	CH 18
404 08 70	LoFric® Nelaton (Femme)	15 cm	CH 08
404 10 70	LoFric® Nelaton (Femme)	15 cm	CH 10
404 12 70	LoFric® Nelaton (Femme)	15 cm	CH 12
404 14 70	LoFric® Nelaton (Femme)	15 cm	CH 14
405 10 70	LoFric® Tiemann (Homme)	40 cm	CH 10
405 12 70	LoFric® Tiemann (Homme)	40 cm	CH 12
405 14 70	LoFric® Tiemann (Homme)	40 cm	CH 14
405 16 70	LoFric® Tiemann (Homme)	40 cm	CH 16
405 18 70	LoFric® Tiemann (Homme)	40 cm	CH 18

LoFric est un dispositif médical de Classe I stérile, à usage unique, fabriqué par Wellspect HealthCare, Mölndal Suède, organisme notifié CE N°2797, indiqué dans le sondage urinaire intermittent.
Remboursement sécurité sociale à 60 % ou 100 % pour le patient en A.L.D. Lire attentivement le mode d'emploi.
Rév : octobre 2023.

Références

1. Waller L, Telander M, Sullivan L. The importance of osmolality in hydrophilic urethral catheters: a crossover study. *Spinal Cord*. Apr 1997;35(4):229-233.
2. Dunger et al. A short water deprivation test incorporating urinary arginine vasopressin estimations for the investigation of posterior pituitary function in children. *Acta Endocrinol* 1988;117:13-18.
3. Lundgren J, Bengtsson O, Israelsson A, Jonsson AC, Lindh AS, Utas J. The importance of osmolality for intermittent catheterization of the urethra. *Spinal Cord*. Jan 2000; 38(1):45-50.
4. Newman, Rovner and Wein. *Clinical Application of Urologic Catheters, Devices and Products*. Book chapter, Springer 2018: page 51.

Chez Wellspect, nous développons des solutions innovantes de soins de l'incontinence qui améliorent la qualité de vie des personnes souffrant de problèmes vésicaux et intestinaux. Nous incitons nos utilisateurs à développer leur confiance en soi et leur indépendance, ainsi qu'une bonne santé et leur bien-être. Nous sommes un des leaders du secteur depuis plus de 40 ans avec nos marques de produits LoFric®. Nous cherchons toujours à minimiser l'impact environnemental de nos produits et nous nous efforçons avec passion de devenir climatiquement neutres. Nous collaborons avec les utilisateurs et les professionnels de santé pour améliorer les résultats cliniques de manière durable, aujourd'hui et pour l'avenir.

Wellspect. Une Vraie Différence.

Pour plus d'informations sur nos produits et services, veuillez consulter le site [Wellspect.fr](https://www.wellspect.fr)
Participez aux conversations sur LinkedIn et Instagram.

[wellspect.fr](https://www.wellspect.fr)

Wellspect SAS, Le Colbert, 7 Ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex, France.
Téléphone : +33 (0) 1 30 97 66 33. www.wellspect.fr

LoFric



Fabricant : Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Téléphone : +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797