

Sondes LoFric Elle Pro

– Fiche technique

Wellspect®

LoFric® Elle™ Pro est une sonde urinaire hydrophile à usage unique, prête à l'emploi, dotée de plusieurs orifices et conçue pour permettre une vidange complète de la vessie sans avoir besoin d'être repositionnée.

Stérilisation et durée de conservation

Stérilisée par irradiation. À utiliser avant la date de péremption figurant sur l'emballage.

Conditionnement

30 sondes par boîte. 2 boîtes par carton de transport.

5 sondes par boîte d'échantillon.

Composition

Revêtement hydrophile : Polyvinyle pyrrolidone (PVP).

Sonde : Élastomère à base de polyoléfine (POBE).

Fluide lubrifiant : Fluide lubrifiant à base d'eau et de glycérol.

Emballage individuel : Polypropylène.

Gamme de produits

Référence	Type	Longueur	Taille	Nombre d'orifices (œillets)
419 10 70	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (femme)	10 cm*	CH 10	12
419 12 70	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (femme)	10 cm*	CH 12	12
419 14 70	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (femme)	10 cm*	CH 14	12

*Longueur utile : longueur de la sonde pouvant être insérée dans le corps.

Tous les produits sont disponibles en boîte d'échantillons, 5 sondes. Pour commander, remplacez les deux derniers chiffres du numéro de référence par 05.

LoFric Elle Pro



Boîte pratique.



- **Les œillets multiples LoFric Elle Pro** sont conçus pour permettre une vidange complète de la vessie sans avoir à repositionner la sonde.¹
- **Amélioration du taux de réussite** des sondages : la poignée en forme de L améliore la visibilité lors de l'utilisation d'un miroir et facilite la localisation du méat. Elle favorise également une position plus droite et naturelle pendant le sondage.
- **Poignée en forme de L** pour une bonne prise en main, une portée supplémentaire et une technique sans toucher la tubulure.
- **Prête à l'emploi** – Prête quand la patiente en a besoin pour une manipulation et un sondage rapides.
- **œillets lisses.**
- **Les sondes LoFric** sont recouvertes du revêtement unique de Technologie Urotonic™. Ainsi, elles demeurent lisses et sûres, à l'insertion et au retrait.^{2,3}
- **L'étui inférieur** est recyclable en tant que plastique (polypropylène).
- **Fabriquée sans PVC** ni phtalates ni latex.



LoFric® Elle™ Pro

Références

1. Données internes.
2. Waller L, Telander M, Sullivan L. The importance of osmolality in hydrophilic urethral catheters: a crossover study. Spinal Cord. Apr 1997;35(4):229-233.
3. Dunger et al. A short water deprivation test incorporating urinary arginine vasopressin estimations for the investigation of posterior pituitary function in children . Acta Endocrinol 1988;117:13-18.

Chez Wellspect, nous développons des produits et des solutions innovants qui font une vraie différence dans la vie des personnes ayant besoin de soins pour l'incontinence, leur permettant ainsi de profiter pleinement de chaque jour. Nous sommes un leader reconnu dans le domaine de la santé depuis plus de 40 ans grâce à nos marques LoFric® et Navina™, et nous continuons à élargir l'accès à nos solutions pratiques. Chaque jour, nous nous efforçons de maintenir les normes de qualité les plus élevées tout en minimisant l'impact environnemental de nos produits. En travaillant en étroite collaboration avec les utilisateurs et les professionnels de santé, nous visons à améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie des personnes dans le monde entier.

Wellspect. Une Vraie Différence.

Pour plus d'informations sur nos produits et services, veuillez consulter le site wellspect.fr
Rejoignez-nous sur LinkedIn, X, Facebook et Instagram.

wellspect.fr

Wellspect SAS, Le Colbert, 7 Ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex, France.

Tel: +33 (0) 1 30 97 66 33.

LoFric Elle Pro est un dispositif médical de Classe I stérile, à usage unique, fabriqué et stérilisé par Wellspect HealthCare, Mölndal Suède, indiqué dans le sondage urinaire intermittent. Organisme notifié CE 2797. Remboursement sécurité sociale à 60% ou 100% pour le patient en A.L.D. Lire attentivement le mode d'emploi. Rev : février 2026.

LoFric



Fabricant : Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Téléphone : +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

